



CLEAR ALIGNER

CA® TIP Zangen

CA® TIP 1

Zange mit großer, kugelförmiger Zangenspitze für das Einbringen von Retentionspunkten in CA® Schienen zur Erhöhung der Friktion. Aus Edelstahl, sterilisierbar. 5 Jahre Garantie.

CA® TIP 1

5281.1
1 Stück

CE

CA® TIP 2

Zange mit kleiner, kugelförmiger Zangenspitze zum Formen von Aktivierungspunkten in CA® Schienen. Aus Edelstahl, sterilisierbar. 5 Jahre Garantie.

CA® TIP 2

5291.1
1 Stück

CE

CA® TIP 3

Zange mit ovalem Plateau, ermöglicht das Einbringen von Aktivierungsflächen in CA® Schienen. Aus Edelstahl, sterilisierbar. 5 Jahre Garantie.

CA® TIP 3

5292.1
1 Stück

CE

CA® TIP 4

Zange zur Torquekontrolle mit bogenförmigem Plateau, zum Formen von Aktivierungsflächen in CA® Schienen im Bereich labial/lingual. Aus Edelstahl, sterilisierbar. 5 Jahre Garantie.

CA® TIP 4

5295.1
1 Stück

CE

CA® TIP 5

Alignerzange mit abgewinkeltem Zangenkopf zur Korrektur der Schienenränder bei Druckstellen an der Gingiva. Aus Edelstahl, sterilisierbar. 5 Jahre Garantie.

CA® TIP 5

5299.1
1 Stück

CE

CA® TIP 6

Alignerzange zur Beseitigung von Aktivierungspunkten und -flächen, die mithilfe der CA® Zangen TIP 2, TIP 3 oder TIP 4 eingebracht wurden. Auch zur Nachbearbeitung und Glättung der Schienenoberfläche geeignet. Aus Edelstahl, sterilisierbar. 5 Jahre Garantie.

CA® TIP 6

5323.1
1 Stück

CE



Ø 1,45 mm



Ø 1 mm

3,6 mm
5 mm4 mm
2,5 mm9 mm
R 8,5 mm3 mm
4,5 mmVerwendungs-
hinweiseSCHEU-DENTAL GmbH
www.scheu-dental.comAm Burgberg 20
58642 Iserlohn · Germanyphone +49 2374 9288-0
fax +49 2374 9288-90Facebook
scheu.dentalSCHEU
SCHEU GROUP